

R1 shock-proof

Riester

The familiar way

SHOCK PROOF

El nuevo estándar **para la medición aneroides de la tensión arterial**

¡NUEVO!

Focus Green
Silver 2008



R1 shock-proof. ¡Máxima precisión para toda la vida! Made in Germany

- Tecnología shock-proof patentada (inscrita)
- Conducción del aire patentada (inscrita) para unos movimientos estables de la aguja
- Inflado rápido y ergonómico mediante un diseño optimizado de la pera con cuchara integrada
- La válvula de purga se abre sin resistencia permitiendo un manejo preciso y cómodo
- 5 años de garantía sobre la calibración

R1 shock-proof



The familiar way



¡Máxima precisión para toda la vida! Made in Germany. Nuevo estándar para los tensiómetros aneroides.

- Shock-proof hasta una altura de 120cm. Los tensiómetros aneroides son sensibles a los golpes, por eso, después de un golpe o de una caída al suelo pueden medir de forma imprecisa y no se pueden seguir utilizando. La consecuencia: un diagnóstico impreciso y unos elevados gastos de logística.
- Premiado con el Focus Green Silber 2008 Design Award
- Escala: Ø 52 mm blanca con aguja azul o negra con aguja roja fluorescente
- Base de válvula y canal del aire con válvula de precisión metálicos
- Carcasa ABS de dos componentes
- Unión metálica atornillada del tubo en la parte superior de la carcasa para un cambio rápido del brazalete y un manejo ergonómico
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg
- Amplia selección de diferentes tamaños de brazaletes
- Estuche de cremallera de vinilo incl.
- Peso: 173 gramos

Made in Germany

R1 shock-proof, brazalete enrollable, adulto 1 tubo
 R1 shock-proof, brazalete con gancho, adulto 1 tubo
 R1 shock-proof, brazalete con velcro, adulto 1 tubo

Set con caja de almacenaje y 3 brazaletes (brazos gruesos, adultos, niños) y R1 shock-proof con escala blanca

Set sin caja de almacenaje y con 3 brazaletes (brazos gruesos, adultos, niños) y R1 shock-proof con escala blanca

Con escala negra

1250-101
 1250-104
 1250-107

Con escala blanca

1251-101
 1251-104
 1251-107

1260

1261

