

e-xam

Diagnostikleuchte

Photobiologisch validierte Hochleistungs-Diagnostikleuchte für medizinische Diagnose von Rachen und Pupille.
Erhältlich mit LED- oder Xenonbeleuchtung.

- Photobiologische Validierung als Pupillenleuchte nach EN 62471:2008
- Vorfokussierte Beleuchtung, gleichmäßig ausgeleuchtetes Sichtfeld
- Helles und natürlich weißes Licht durch Hochleistungs-LED
- LED Lebensdauer mindestens 20.000 Stunden
- Geringe Wartungskosten dank langer LED- und Batterienlebensdauer
- ABS-Kunststoffgehäuse mit Metalclip, desinfizierbar
- Einfach zu bedienen mit An/Aus Schalter
- Inklusive Spatelhalter, Batterien und Nylon-Tasche
- Garantie 2 Jahre, inklusive LED



Bestellinformation:

e-xam

Art. Nr.: 5130-01 schwarz, XL 2.5 V, mit Zungenspatelhalter
Art. Nr.: 5130-02 weiß, XL 2.5 V, mit Zungenspatelhalter
Art. Nr.: 5131-01 schwarz, LED 2.5 V, mit Zungenspatelhalter
Art. Nr.: 5131-02 weiß, LED 2.5 V, mit Zungenspatelhalter

Technische Daten:

e-xam LED 2.5 V

5.000-5.500 Kelvin
180.000 Lux max.
Lichtfeld: ca. 11 cm Durchmesser
(Abstand 15 cm)

e-xam Xenon 2.5 V

3.500-4.000 Kelvin
60.000 Lux max.
Lichtfeld: ca. 14 cm Durchmesser
(Abstand 15 cm)

Batterien: 2 x Alkaline AA, 1,5 V

2,5 V LED e-xam

Art. Nr.: 12320, Pck. à 1 Stk.

XL 2.5 V Xenonlampe für e-xam

Art. Nr.: 11178, Pck. à 6 Stk.



ri-pen®

Diagnostikleuchte/Pupillenleuchte

Nachhaltige Diagnostikleuchte für medizinische Diagnose mit LED-Beleuchtung.

- Photobiologische Validierung als Pupillenleuchte nach EN 62471:2008
- UV-freies Licht durch LED-Beleuchtung
- Besseres Sichtfeld durch einen zentrierten Lichtstrahl
- Nickelfrei
- Verbesserte Hygiene - desinfizierbar
- Leichtes Aluminiumgehäuse mit Metallclip
- Einfaches Ein-/Ausmachen
- Inklusive Batterien
- 2 Jahre Garantie



Bestellinformation:

ri-pen®, 1 Stück

Art. Nr.: 5075-526 schwarz
Art. Nr.: 5074-526 silber
Art. Nr.: 5077-526 rot
Art. Nr.: 5071-526 blau
Art. Nr.: 5078-526 violett
Art. Nr.: 5072-526 grün

ri-pen®, 6 Stück

Art. Nr.: 5070 farblich sortiert
Art. Nr.: 5075 schwarz
Art. Nr.: 5074 silber
Art. Nr.: 5077 rot
Art. Nr.: 5071 blau
Art. Nr.: 5078 violett
Art. Nr.: 5072 grün

Technische Daten:

3 V LED
5.300 Kelvin
40.000 Lux max.
Lichtfeld: ca. 40 mm Durchmesser
(Abstand 15 cm)

Batterien: 2 x Alkaline AAA, 1,5 V