


 **Riester**

The familiar way



Instrumente für die
moderne Tiermedizin.



Veterinärmedizinische
Instrumente

Veterinärmedizinische Instrumente

Die Riester-Produktpalette ist breit gefächert und bietet viele Möglichkeiten zur Nutzung in der Tierarztpraxis oder in der Tierklinik. Dabei stehen Funktionalität und Qualität im Vordergrund. Weitere Produkte aus unserem Gesamtprogramm, die für veterinärmedizinische Anwendungen geeignet sind, finden Sie z.B. in unseren Prospekten über Stethoskope, Stirnspiegel, Stirnlampen und Untersuchungsleuchten, Laryngoskope, uni®/econom®, Tascheninstrumente sowie ri-scope® L, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden.



Otoskope




ri-scope® Operationsotoskop (veterinär)

- Mit XL 3,5 V Xenonlampe oder HL 2,5 V Halogenlampe.
- Schwenkbare Linse mit 2,5-facher Vergrößerung.
- Beweglicher geschlitzter Trichterhalter in jeder Position arretierbar.
- Offene Gestaltung erlaubt während Untersuchung und Operation ungehindertes Arbeiten.
- Bajonett-Verschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff.
- OP-Otoskop komplett aus Metall für lange Lebensdauer.
- Schneller Lampenwechsel an der Vorderseite des Otoskops.

Nr. 10541
Nr. 10542

HL 2,5 V
XL 3,5 V

Zubehör



Wiederverwendbare Trichter

für ri-scope® O.P. Otoskop (veterinär)

- Hochwertige Ausführung aus verchromtem alterungsresistentem Metall.
- Desinfektion und Sterilisation auf herkömmliche Arten durchführbar.
- Matte Innenwände erlauben reflexreduzierte Untersuchungen.
- Geschlitzte Ausführungen: Optimale Instrumentenführung dank Öffnung mit Spezialekanten.

Metalltrichter

Ø 4 mm, 83 mm lang
Nr. 10881 1 Stück
Ø 5 mm, 62 mm lang
Nr. 10880 1 Stück
Ø 6 mm, 82 mm lang
Nr. 10882 1 Stück
Metalltrichter geschlitzt
Ø 7,5 mm, 68 mm lang
Nr. 10883 1 Stück
Ø 9,4 mm, 92 mm lang
Nr. 10884 1 Stück



Wiederverwendbare Trichter

für ri-scope® O.P. Otoskop (für Kleintiere)

- Stabile und langlebige Kunststofftrichter mit Metallansatz zum mehrmaligen Gebrauch.
- Sterilisation bei 134° C für 10 Minuten im Dampfsterilisator möglich.
- Verschiedene Größen stehen zur Auswahl: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm und 9 mm.
- Der 9 mm Trichter ist als Nasenrichter geeignet.
- Angabe der jeweiligen Größe auf jedem Trichter.
- Lieferung im Polybeutel.

Ohrtrichter

Ø 2 mm
Nr. 10460 1 Stück
Ø 3 mm
Nr. 10461 1 Stück
Ø 4 mm
Nr. 10462 1 Stück
Ø 5 mm
Nr. 10463 1 Stück
Nasenrichter
Ø 9 mm
Nr. 10464 1 Stück

Zungenspatelhalter



ri-scope® F.O. Zungenspatelhalter

- Mit XL 2,5 V/3,5 V Xenonlampe
- Hochwertiger Fiberoptik Lichtwellenleiter zur optimalen Bündelung und Leitung des Lichts. In Kombination mit der Lampe kühles und tageslichtähnliches Untersuchungslicht, für den Patienten sehr angenehm.
- Schiebevorrichtung zum Fixieren und Lösen des Holzmundspatels für sicheren Halt.
- Bajonett-Verschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff.
- Robustes, sehr leichtes Gehäuse aus ABS Kunststoff für lange Lebensdauer.
- Einfacher Lampenwechsel an der Unterseite des Instrumentenkopfs.

Nr. 10534

XL 2,5 V

Nr. 10535

XL 3,5 V

Nasenspekulum



ri-scope® F.O. Nasenspekulum

- Mit XL 2,5 V/3,5 V Xenonlampe
- Hochwertiger Fiberoptik Lichtwellenleiter zur optimalen Bündelung und Leitung des Lichts. In Kombination mit der Lampe kühles und tageslichtähnliches Untersuchungslicht, für den Patienten sehr angenehm.
- Schwenkbare und abnehmbare Linse mit 2,5-facher Vergrößerung.
- Langsames und kontrolliertes Spreizen des Spekulum durch Drehen an der Schraube, Schnellspreizung durch Druck nach unten auf die Schraube.
- Bajonett-Verschluss zum schnellen und sicheren Befestigen am Griff.
- Schlagfestes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Einfacher Lampenwechsel an der Unterseite des Instrumentenkopfs.

Nr. 10536

XL 2,5 V

Nr. 10537

XL 3,5 V

ri-scope® L Ophthalmoskope



ri-scope® L Ophthalmoskop L1

- Mit XL 3,5 V Xenonlampe oder HL 2,5 V Halogenlampe.
- Mit leicht bedienbarem Blendenstellrad mit Halbmond, kleiner/mittlerer/großer Kreisblende, Fixierstern, Slit und Rotfilter mit kontrastverstärkender Wirkung.
- Optimierter Hochleistungsoptik mit asphärischer Kondensorlinse.
- Paralleler Strahlengang
- Staubgeschützt

Nr. 10568

HL 2,5 V

Nr. 10569

XL 3,5 V

Blenden und Filter L1



Korrekturlinsen L1

D+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	40	
D-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35

Die Korrekturlinsen von +40 bis -35 Dioptrien garantieren auch bei besonders starken Refraktionsanomalien ein scharfes Bild.

Batteriegriffe

Batteriegriff Typ C mit rheotronic®



für Alkaline Batterien,
Li-Ionen Akku und NiMH Akku
Nr. 10670

für Li-Batterien
Nr. 10630

Batteriegriff Typ AA mit rheotronic®



für Alkaline Batterien,
Li-Ionen Akku und NiMH Akku
Nr. 10642

für Li-Batterien
Nr. 10643

Steckdosengriff mit rheotronic®



230V
Nr. 10638

120V
Nr. 10639

Sets

Praktische Instrumenten-Sets für die Tiermedizin. Die Sets werden grundsätzlich ohne Batterien, ri-accu® und ri-charger® geliefert. Dieses Zubehör wird jeweils unter den Art. Nummern der Sets dargestellt und muss separat bestellt werden.

Aufgrund der Vielzahl von Instrumenten-Kombinationsmöglichkeiten wird nur ein Teil des gesamten Angebots an Instrumenten in Set-Form vorgeschlagen. Weitere Produktinformationen erteilen wir gerne auf Anfrage.

- 2,5 V/3,5 V Instrumente sind mit **XL Xenonlampen bestückt.**
- Alle Sets werden im Hart-schalen-Edeletui mit Sicherheits-verschlüssen geliefert.
- Dank des Bajonettverschlusses können die Instrumentenköpfe mit einem Handgriff ausgewechselt werden.



vet I Otoskop, geeignet für größere Tiere

ri-scope® Operationsotoskop (veterinär)

- je 1 Metalltrichter:
 - Ø 4 mm, 83 mm lang,
 - Ø 5 mm, 62 mm lang,
 - Ø 6 mm, 82 mm lang.
- + je 1 Metalltrichter geschlitzt:
 - Ø 7,5 mm, 68 mm lang,
 - Ø 9,4 mm, 92 mm lang.
- Eine Ersatzlampe



vet I Otoskop / Ophthalmoskop, geeignet für größere Tiere

ri-scope® Operationsotoskop (veterinär), ri-scope® L Ophthalmoskop L1

- je 1 Metalltrichter:
 - Ø 4 mm, 83 mm lang,
 - Ø 5 mm, 62 mm lang,
 - Ø 6 mm, 82 mm lang.
- + je 1 Metalltrichter geschlitzt:
 - Ø 7,5 mm, 68 mm lang,
 - Ø 9,4 mm, 92 mm lang.
- Zwei Ersatzlampen



vet de luxe I, geeignet für größere Tiere

ri-scope® Operationsotoskop (veterinär), ri-scope® L Ophthalmoskop L1, ri-scope® Zungenspatelhalter, ri-scope® F.O. Nasenspekulum

- je 1 Metalltrichter:
 - Ø 4 mm, 83 mm lang,
 - Ø 5 mm, 62 mm lang,
 - Ø 6 mm, 82 mm lang.
- + je 1 Metalltrichter geschlitzt:
 - Ø 7,5 mm, 68 mm lang,
 - Ø 9,4 mm, 92 mm lang.
- Drei Ersatzlampen

Batteriegriff Typ C mit rheotronic®



für NiMH ri-accu® 2,5 V bzw. Alkaline Batterien **Nr.3850**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **Nr.3851**
für Li-Batterien 3,5 V **Nr.3852**

für NiMH ri-accu® 2,5 V bzw. Alkaline Batterien **Nr.3858**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **Nr.3859**
für Li-Batterien 3,5 V **Nr.3860**

für NiMH ri-accu® 2,5 V bzw. Alkaline Batterien **Nr.3866**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **Nr.3867**
für Li-Batterien 3,5 V **Nr.3868**

Batteriegriff Typ AA mit rheotronic®



für NiMH ri-accu® 2,5 V bzw. Alkaline Batterien **Nr.3853**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **Nr.3854**
für Li-Batterien 3,5 V **Nr.3855**

für NiMH ri-accu® 2,5 V bzw. Alkaline Batterien **Nr.3861**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **Nr.3862**
für Li-Batterien 3,5 V **Nr.3863**

für NiMH ri-accu® 2,5 V bzw. Alkaline Batterien **Nr.3869**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **Nr.3870**
für Li-Batterien 3,5 V **Nr.3871**

Steckdosengriff mit rheotronic®



für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **230 V Nr.3856**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **120 V Nr.3857**

für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **230 V Nr.3864**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **120 V Nr.3865**

für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **230 V Nr.3872**
für Li-Ionen ri-accu® L 3,5 V **120 V Nr.3873**

Batterien, Akkus und Ladegerät

Batterien:	Alkaline Batterien Typ C (2 Stück)  Nr. 10686 für 2,5 V Li-Batterien Typ C/AA (2 Stück)  Nr. 11287 für 3,5 V	Alkaline Batterien Typ AA (2 Stück)  Nr. 10685 für 2,5 V
Akkus:	ri-accu® NiMH Typ C  Nr. 10681 für 2,5 V ri-accu® L Li-Ionen Typ C  Nr. 10691 für 3,5 V ri-accu® L Li-Ionen für Steckdosengriff  Nr. 10692 für 3,5 V	ri-accu® NiMH Typ AA  Nr. 10685 für 2,5 V ri-accu® L Li-Ionen Typ AA  Nr. 10690 für 3,5 V
Ladegerät:	ri-charger® für NiMH Akkus  Nr. 10700 für 230V Nr. 10701 für 120V	ri-charger® L für Li-Ionen Akkus  Nr. 10705 für 230V Nr. 10706 für 120V

Ersatzlampen

Operationsotoskop:	HL 2,5 V Packung à 6 Stück Nr. 10602	XL 3,5 V Packung à 6 Stück Nr. 10609
Nasenspekulum		
Zungenspatelhalter:	XL 2,5 V Packung à 6 Stück Nr. 10600	XL 3,5 V Packung à 6 Stück Nr. 10607
Ophthalmoskop:	HL 2,5 V Packung à 6 Stück Nr. 10605	XL 3,5 V Packung à 6 Stück Nr. 10608

Rudolf Riester GmbH

Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Deutschland
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
info@riester.de
www.riester.de