

komprimeter



The classic **Riester** pneumatic tourniquet is a reliable device which is used during amputations to **restrict blood circulation** in the limbs. It has a **robust and very accurate manometer** to provide exact measurements and a particularly **long service life**.

- Sturdy metal pump to produce pressure.
- Air in the cuff can escape by opening the release valve.
- Chromium-plated metal manometer with easy-to-read aluminium scale up to 700 mm Hg.
- Incl. upper arm cuff 57 x 9 cm and thigh cuff 96 x 13 cm, both with latex-free bladders.
- All cuffs are made of material which can be washed and disinfected.
- Complete in cardboard box.

Pneumatic tourniquet, incl. 2 cuffs with latex-free bladders No. 5255

Optional extras

Child's cuff 38 x 8 cm with latex-free bladder

No. 11219

Der klassische **Riester**-komprimeter ist ein zuverlässiges Gerät, das bei Amputationen zur **Erzeugung von Bluteleere** in den Gliedmaßen eingesetzt wird. Sein **stabiler und hoch präziser Manometer** ist neben der exakten Messung auf eine besonders **hohe Langlebigkeit** ausgelegt.

- Stabile Metallpumpe zur Druckerzeugung.
- Luft in der Manschette entweicht durch Öffnen des Ablassventils.
- Verchromter Metallmanometer mit gut ablesbarer Aluminiumskala bis 700 mm Hg.
- Inkl. Oberarmmanschette 57 x 9 cm und Oberschenkelmanschette 96 x 13 cm, jeweils mit latexfreien Polstern.
- Alle Manschetten sind aus abwaschbarem und desinfizierbarem Material.
- Komplett in Karton.

komprimeter, inkl. 2 Manschetten mit latexfreien Polstern **Nr. 5255**

Optional erhältlich

Kindermanschette 38 x 8 cm mit latexfreiem Polster **Nr. 11219**

Le tourniquet pneumatique classique de **Riester** est un dispositif fiable utilisé pour **créer un vide sanguin** dans les membres en cas d'amputation. Etant conçu pour une prise de mesure exacte, son **manomètre robuste et de haute précision** est également doté d'une **longévité** particulièrement **élevée**.

- Pompe métallique robuste pour la génération de pression.
- L'air contenu dans le brassard s'échappe à l'ouverture de la valve de décompression.
- Manomètre métallique chromé avec graduation en aluminium bien lisible et allant jusqu'à 700 mm Hg.
- Brassard pour avant-bras 57 x 9 cm et brassard pour cuisse 96 x 13 cm compris, chacun avec vessies sans latex.
- Tous les brassards sont fabriqués en matériau lavable et pouvant être désinfecté.
- Complet, dans carton

Tourniquet pneumatique deux brassards avec vessies sans latex compris

No. 5255

Disponible en option :

Brassard pour enfants 38 x 8 cm avec vessie sans latex **No. 11219**

El clásico torniquete neumático de **Riester**, altamente fiable, se emplea para la **evacuación de la sangre** de las extremidades en amputaciones. Su **manómetro resistente y altamente preciso** está diseñado para una medición exacta y una **larga duración**.

- Robusta bomba metálica para generación de presión.
- El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de purga.
- Manómetro metálico cromado con escala de aluminio fácilmente legible hasta 700 mm Hg.
- Incl. brazalete para brazo de 57 x 9 cm y brazalete para muslo de 96 x 13 cm, en ambos casos con bolsas sin látex.
- Todos los brazaletes están realizados en material lavable y desinfectable.
- En caja de cartón.

torniquete neumático incl. 2 brazaletes con bolsas sin látex **No. 5255**

Disponible opcionalmente

Brazalete pediátrico 38 x 8 cm con bolsa sin látex **No. 11219**

Классический комприметр фирмы **Riester** - это надежный прибор, который при ампутациях используется для обескровливания конечностей. Его прочный и высокоточный манометр отличается еще и продолжительным сроком службы.

- рочный металлический насос для генерирования давления.
- Воздух из манжеты выпускается через клапан.
- ромированный металлический манометр с хорошо считываемой алюминиевой шкалой до 700 мм рт. ст.
- Вкл. манжету на предплечье 57 x 9 см и манжету на бедро 96 x 13 см, каждая с прокладками без латекса.
- Все манжеты сделаны из материала, который можно стирать и дезинфицировать.
- картонной коробке.

komprimeter, включает 2 манжеты с прокладками без латекса **No. 5255**

ополнительно поставляется:

етская манжета 38 x 8 см с прокладкой без латекса **No. 11219**