

precisa® N

Precision that lasts a lifetime



precisa® N aneroid sphygmomanometer

Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free.
- Microfilter protects air release valve and measuring system.
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mm Hg.
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm, with precision movement and almost non-aging.
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mm Hg.
- Made in Germany.

- Latex bulb for pumping up the cuff.
- Metal valve base.
- Ergonomic spoon-shaped grip of stainless steel.
- Aluminium casing, stainless steel spoon.
- Linear, tilted aluminum scale, from 0 to 300 mm Hg (easily legible).
- Maximum error tolerance +/- 3 mm Hg.
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs.

Ø 64 mm aluminium

Single-tube	Twin-tube
Art.No.: 1362-101	Art.No.: 1363-103
Art.No.: 1362-104	Art.No.: 1363-106
Art.No.: 1362	Art.No.: 1363

Ø 63mm plastic/metal

Single-tube	Twin-tube
Art.No.: 1360-101	Art.No.: 1363-103
Art.No.: 1360-104	Art.No.: 1363-106
Art.No.: 1360-107	Art.No.: 1361-109

precisa® N Cotton bandage cuff, for adult
 precisa® N Cotton hook cuff, for adult
 precisa® N Calibrated nylon velcro cuff, adult

precisa® N Aneroid-Blutdruckmessgerät

Erhältlich aus Metall mit Aluminiumgehäuse und einfacher Schlauch-Steckverbindung. **precisa® N** ist das ideale Mobil-, Zweit- und Reservegerät für jede Praxis und jedes Krankenhaus. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei.
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium Membrane, Präzisionswerk nahezu alterungsfrei.
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Messsystem.
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg.

Ø 64 mm Aluminium

1-Schlauch	2-Schlauch
Art.Nr.:1362-101	Art.Nr.:1363-103
Art.Nr.:1362-104	Art.Nr.:1363-106
Art.Nr.:1362	Art.Nr.:1363

Ø 63mm Kunststoff/Metall

1-Schlauch	2-Schlauch
Art.Nr.:1360-101	Art.Nr.:1363-103
Art.Nr.:1360-104	Art.Nr.:1363-106
Art.Nr.:1360-107	Art.Nr.:1361-109

- Ball zum Aufpumpen der Manschette.
- Ventilsockel aus Metall.
- Ergonomischer Löffelgriff aus rostfreiem Stahl.
- Lineare Skala, von 0 - 300 mm Hg [gut ablesbar].
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg.
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und Ausführungen.

precisa® N with cotton bandage cuff for adults

precisa® N with cotton hook cuff for adults

precisa® N with calibrated nylon velcro cuff for adults

precisa® N tensiomètre anéroïde

Disponible en version métal avec boîtier en aluminium et avec raccordement simple pour la tubulure. Le modèle **precisa® N** est idéal en tant qu'appareil de déplacement, appareil secondaire ou de réserve dans tout cabinet médical et tout établissement hospitalier. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « LF » Sans Latex).

- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.

Ø 64 mm aluminium

1-tube	2-tubes
Réf.: 1362-101	Réf.: 1363-103
Réf.: 1362-104	Réf.: 1363-106
Réf.: 1362	Réf.: 1363

Ø 63mm plastique/métal

1-tube	2-tubes
Réf.: 1360-101	Réf.: 1363-103
Réf.: 1360-104	Réf.: 1363-106
Réf.: 1360-107	Réf.: 1361-109

- Poire latex pour le gonflage du brassard.
- Socle de valve en métal.
- Poignée-cuillère ergonomique en acier inoxydable.
- Raccord simple à emboîtement pour la tubulure.
- Graduation linéaire inclinée, de 0 à 300 mm Hg (bonne lisibilité).
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg.
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards.

precisa® N brassard enveloppant Adulte

precisa® N brassard à crochets Adulte

precisa® N brassard à velcro Adulte

precisa® N esfigmanómetro aneroide

Disponible en metal, con carcasa de aluminio y conexión de tubo enchufable o. **precisa® N** es ideal como tensiómetro móvil, secundario o de reserva para cualquier consulta y hospital. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia „LF“).

- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg.

Ø 64 mm aluminio

1-tubo	2-tubos
No.: 1362-101	No.: 1363-103
No.: 1362-104	No.: 1363-106
No.: 1362	No.: 1363

Ø 63mm plástico/metal

1-tubo	2-tubos
No.: 1360-101	No.: 1363-103
No.: 1360-104	No.: 1363-106
No.: 1360-107	No.: 1361-109

- Pera de látex para inflar el brazalete.
- Base de válvula metálica.
- Mango de cuchara ergonómico de acero inoxidable.
- Sencilla conexión enchufable del tubo.
- Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 - 300 mm Hg, de fácil lectura.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de manguito.

precisa® N manguito enrollable, adultos

precisa® N manguito con gancho, adultos

precisa® N manguito de velcro, adultos

Sfigmomanometro aneroide precisa® N

Disponible in metallo con alloggiamento in alluminio e semplice attacco a innesto per tubo. **precisa® N** è ideale come strumento portatile, doppio o di scorta per ogni ambulatorio e ogni ospedale. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare LF nell'ordine).

- Valvola di sfiato aria, tarata di precisione e antiusura.
- La valvola di sfiato e il sistema di misura sono protetti da un microfiltro.
- Membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione praticamente inalterabile nel tempo.
- Membrana resistente a pressioni elevate fino a 600 mm Hg.

Ø 64 mm

1-tubo	2-doppio tubo
No.: 1362-101	No.: 1363-103
No.: 1362-104	No.: 1363-106
No.: 1362	No.: 1363

Ø 63mm

1-tubo	2-doppio tubo
No.: 1360-101	No.: 1363-103
No.: 1360-104	No.: 1363-106
No.: 1360-107	No.: 1361-109

- Monopalla in lattice per l'insufflazione del bracciale.
- Base della valvola in metallo.
- Ergonomica impugnatura a cucchiaio in acciaio inossidabile.
- Scala lineare, da 0 a 300 mm Hg (ottima lettura).
- Tolleranza massima d'errore: +/- 3 mm Hg.
- Ampia scelta di bracciali di diverse misure e versioni.

precisa® N bracciale a fascia in cotone adult

precisa® N bracciale a ganci in cotone adult

precisa® N bracciale in velcro di nylon calibrato adulti

precisa® N анероидный тонометр

Поставляется как модель из пластика в алюминиевом корпусе с простым шланговым соединением или по выбору в прочном корпусе из пластика с хромированными винтами для шланга. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.
- Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медноберилевой мембраной.
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.

Ø 64 mm

1 шланговый	2 шланговый
№ 1362-101	№ 1363-103
№ 1362-104	№ 1363-106
№ 1362	№ 1363

Ø 63mm

1 шланговый	2 шланговый
№ 1360-101	№ 1363-103
№ 1360-104	№ 1363-106
№ 1360-107	№ 1361-109

- Латексная груша для накачивания манжеты.
- Металлическое основание клапана.
- Эргономичная рукоятка из нержавеющей стали.
- Максимально допустимая погрешность прибора +/- 3 мм рт. ст.
- Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт. ст.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей.

precisa® N тонометр с обматывающей манжетой для взрослых

precisa® N тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых

precisa® N тонометр с манжетой на липучке для взрослых